

## LINHA PROTÉTICA CONE MORSE INDEXADO



**CMI BIOFIT**  
3.5  
3.75  
4.0  
4.5  
5.0



**CMI SOULFIT**  
3.5  
3.75  
4.0  
5.0



**CMI PROFIT**  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



**CMI WAYFIT**  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



**IMPLANTE PERIO**  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



**Tapa implante**  
71.4001



**Tapa implante LONGO**  
71.4001L



**Cicatrizador reto**

Cinta	Altura	Perfil	Cód.
1.5	3.5	4.0	79.3321
2.5	4.5	4.0	79.3322
3.5	5.5	4.0	79.3323
1.5	5.5	4.0	79.3341
2.5	6.5	4.0	79.3342
3.5	7.5	4.0	79.3343



**Cicatrizador anatómico**

Cinta	Altura	Perfil	Cód.
1.5	3.5	4.8	79.4021
2.5	4.5	4.8	79.4022
3.5	5.5	4.8	79.4023
1.5	5.5	4.8	79.4041
2.5	6.5	4.8	79.4042
3.5	7.5	4.8	79.4043



**Análogo Indexado**  
71.4000



**Transfer mold aberta**  
79.4049 Sem Indexador  
79.4049i Indexado



**Transfer mold fechada**  
79.4050 Sem Indexador



**Transfer mold fechada**  
79.4050i Indexado

## RESOLUÇÃO PROTÉTICA SOBRE IMPLANTE



**Munhão parafusado base CrCo**

Altura	Perfil	Cód.
0.35	4.8	75.4103 ○
0.75	4.8	75.4107 ○
1.50	4.8	75.4111 ○
2.50	4.8	75.4112 ○
3.50	4.8	75.4113 ○



**Munhão parafusado base CrCo Indexado**

Altura	Perfil	Cód.
0.35	4.8	75.4103i ○
0.75	4.8	75.4107i ○
1.50	4.8	75.4111i ○
2.50	4.8	75.4112i ○
3.50	4.8	75.4113i ○



**Munhão Estético SLIM**

Altura	Cód.
1.5	74.3301Ei ○
2.5	74.3302Ei ○
3.5	74.3303Ei ○



**Munhão Estético**

Altura	Cód.
1.5	74.4001Ei ○
2.5	74.4002Ei ○
3.5	74.4003Ei ○



**Pilar Titânio (UCLA) Indexado**

Altura	Perfil	Cód.
0.35	4.8	75.4003 ○
0.75	4.8	75.4007 ○
1.50	4.8	75.4011 ○
2.50	4.8	75.4012 ○
3.50	4.8	75.4013 ○



**Pilar Titânio (UCLA) Indexado**

Altura	Perfil	Cód.
0.35	4.8	75.4003i ○
0.75	4.8	75.4007i ○
1.50	4.8	75.4011i ○
2.50	4.8	75.4012i ○
3.50	4.8	75.4013i ○

## LINHA PROTÉTICA OVERDENTURE



**Munhão o'ring**

Altura	Perfil	Cód.
1.5	4.0	72.4041
2.5	4.0	72.4042
3.5	4.0	72.4043
4.5	4.0	72.4044



**Cápsula**  
2.4001



**Espaçador**  
2.4094



**Anel de borracha**  
2.4092 Médio  
2.4093 Duro

## RESOLUÇÃO PROTÉTICA CIMENTADO ANATÔMICO



**CMI BIOFIT**  
3.5  
3.75  
4.0  
4.5  
5.0



**CMI SOULFIT**  
3.5  
3.75  
4.0  
5.0



**CMI PROPFIT**  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



**CMI WAYFIT**  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



**IMPLANTE PÉRIO**  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0

ALTURA 4 MM

PLATAFORMA MINI 3.3



**Munhão Mini**  
H ALTURA COD.  
4 0.75 74.2700L ○  
4 1.50 74.2701L ○  
4 2.50 74.2702L ○  
4 3.50 74.2703L ○  
4 4.50 74.2704L ○  
4 5.50 74.2705L ○



**Munhão Indexado Mini**  
H ALTURA COD.  
4 0.75 74.2800I ○  
4 1.50 74.2801I ○  
4 2.50 74.2802I ○  
4 3.50 74.2803I ○

PLATAFORMA 4.0



**Munhão Slim**  
4 0.75 74.3410L ○  
4 1.50 74.3311L ○  
4 2.50 74.3312L ○  
4 3.50 74.3313L ○  
4 4.50 74.3314L ○  
4 5.50 74.3315L ○



**Munhão Indexado Slim**  
4 0.75 74.3410I ○  
4 1.50 74.3401I ○  
4 2.50 74.3402I ○  
4 3.50 74.3403I ○

PLATAFORMA 4.8




**Munhão Anatômico**  
H ALTURA COD.  
4 0.75 74.4100L ○  
4 1.50 74.4101L ○  
4 2.50 74.4102L ○  
4 3.50 74.4103L ○  
4 4.50 74.4104L ○  
4 5.50 74.4105L ○



**Munhão Indexado Anatômico**  
H ALTURA COD.  
4 0.75 74.4100I ○  
4 1.50 74.4101I ○  
4 2.50 74.4102I ○  
4 3.50 74.4103I ○

ALTURA 6 MM

PLATAFORMA MINI 3.3



**Munhão Mini**  
H ALTURA COD.  
6 0.75 74.2710L ○  
6 1.50 74.2711L ○  
6 2.50 74.2712L ○  
6 3.50 74.2713L ○  
6 4.50 74.2714L ○  
6 5.50 74.2715L ○



**Munhão Indexado Mini**  
H ALTURA COD.  
6 0.75 74.2810I ○  
6 1.50 74.2811I ○  
6 2.50 74.2812I ○  
6 3.50 74.2813I ○

PLATAFORMA 4.0




**Munhão Slim**  
H ALTURA COD.  
6 0.75 74.3400L ○  
6 1.50 74.3301L ○  
6 2.50 74.3302L ○  
6 3.50 74.3303L ○  
6 4.50 74.3304L ○  
6 5.50 74.3305L ○



**Munhão Indexado Slim**  
H ALTURA COD.  
6 0.75 74.3400I ○  
6 1.50 74.3301I ○  
6 2.50 74.3302I ○  
6 3.50 74.3303I ○

PLATAFORMA 4.8



**Munhão Anatômico**  
H ALTURA COD.  
6 0.75 74.4000L ○  
6 1.50 74.4001L ○  
6 2.50 74.4002L ○  
6 3.50 74.4003L ○  
6 4.50 74.4004L ○  
6 5.50 74.4005L ○



**Munhão Indexado Anatômico**  
H ALTURA COD.  
6 0.75 74.4000I ○  
6 1.50 74.4001I ○  
6 2.50 74.4002I ○  
6 3.50 74.4003I ○

ALTURA 4MM

PLATAFORMA MINI 3.3

PLATAFORMA 4.0

PLATAFORMA 4.8

ALTURA 6MM

PLATAFORMA MINI 3.3

PLATAFORMA 4.0

PLATAFORMA 4.8

ANGULADOS

ANGULADOS

ANGULADOS

Linhas de corte de 6 para 4 mm.



**Munhão Angulado Indexado**  
H ALTURA COD.  
1.5 15 74.1521I ○  
2.5 15 74.1522I ○  
3.5 15 74.1523I ○  
H ALTURA COD.  
1.5 25 74.2521I ○  
2.5 25 74.2522I ○  
3.5 25 74.2523I ○



**Munhão Angulado Indexado**  
H ÂNGULO COD.  
1.5 15 74.1531I ○  
2.5 15 74.1532I ○  
3.5 15 74.1533I ○  
H ÂNGULO COD.  
1.5 25 74.2531I ○  
2.5 25 74.2532I ○  
3.5 25 74.2533I ○



**Munhão Angulado Indexado**  
H ÂNGULO COD.  
1.5 15 74.1541I ○  
2.5 15 74.1542I ○  
3.5 15 74.1543I ○  
H ÂNGULO COD.  
1.5 25 74.2541I ○  
2.5 25 74.2542I ○  
3.5 25 74.2543I ○



**Cápsula calcinável**  
Indexado 4.2810I  
Múltiplo 4.2610M



**Transfer**  
Indexado 4.2890I



**Análogo**  
Indexado 4.2721S



**Cápsula calcinável**  
Indexado 4.3410I  
Múltiplo 4.3410M



**Transfer**  
Indexado 4.3490I



**Análogo**  
Indexado 4.3321S



**Cápsula calcinável**  
Indexado 4.4410I  
Múltiplo 4.4410M



**Transfer**  
Indexado 4.4490I



**Análogo**  
Indexado 4.4021S



**Cápsula calcinável**  
Indexado 4.2710I  
Múltiplo 4.2710M



**Transfer**  
Indexado 4.2790I



**Análogo**  
Indexado 4.2721S



**Cápsula calcinável**  
Indexado 4.3310I  
Múltiplo 4.3310M



**Transfer**  
Indexado 4.3390I



**Análogo**  
Indexado 4.3321S



**Cápsula calcinável**  
Indexado 4.4010I  
Múltiplo 4.4010M



**Transfer**  
Indexado 4.4090I



**Análogo**  
Indexado 4.4021S

LINHA PROTÉTICA CMI

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **MINI-FLEXCONE**



CMI BIOFIT  
3.5  
3.75  
4.0  
4.5  
5.0



Pilar mini-FlexCone®

Altura	Cód.
0.75	78.4000
1.50	78.4001
2.50	78.4002
3.50	78.4003
4.50	78.4004
5.50	78.4005

Cilindro de proteção  
77.3080



Transfer mold aberta  
77.3093



Transfer mold fechada  
77.3092



Análogo  
77.3021



Pilar titânio (UCLA)  
77.3211



Ucla calcinável  
77.3011

PARAFUSADO



Pilar base CrCo  
77.3111



Parafuso de trabalho  
7.3055



Parafuso definitivo  
7.3050


CIMENTADO



Cilindro Met. Cimentado CURTO  
72.3009



Cilindro Calc. Cimentado CURTO  
72.3008



Cilindro Met. Cimentado LONGO  
72.3011



Cilindro Calc. Cimentado LONGO  
72.3010

OVERDENTURE



Pilar o'ring  
72.3004

\*Cápsula vendida separada:  
Cód. Cápsula:  
2.4001

RESOLUÇÃO PROTÉTICAS **FLEXCONE**

\* Quando utilizado para pilar FlexCone® angulado, descartar o parafuso que acompanha e utilizar o parafuso do pilar FlexCone® angulado.

CMI SOULFIT  
3.5  
3.75  
4.0  
5.0



CMI PROPFIT  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



Pilar FlexCone®

Altura	Cód.
0.30	77.4100
0.75	77.4000
1.50	77.4001
2.50	77.4002
3.50	77.4003
4.50	77.4004
5.50	77.4005



Pilar FlexCone® Múltiplo

Altura	Cód.
0.30	77.4100M
0.75	77.4000M
1.50	77.4001M
2.50	77.4002M
3.50	77.4003M
4.50	77.4004M
5.50	77.4005M



Cilindro de proteção  
77.3380



Transfer mold aberta\*  
77.3393



Pilar FlexCone® Angulado Indexado

Altura	Ângulo	Cód.
1.5	17°	77.2041i
2.5	17°	77.2042i
3.5	17°	77.2043i
1.5	30°	77.3041i
2.5	30°	77.3042i



Cilindro de proteção para pilar angulado  
77.3380A



Transfer mold fechada  
77.3392



Análogo  
Cód. 77.3321



Análogo para pilar angulado  
77.3321A



Pilar titânio (UCLA)  
77.3511



Ucla calcinável  
77.3311

PARAFUSADO



Pilar base CrCo  
77.3411



Parafuso definitivo  
7.7050

CIMENTADO



Cilindro met. Cimentado CURTO  
72.3709



Cilindro calc. Cimentado CURTO  
72.3708



Cilindro met. Cimentado LONGO  
72.3711



Cilindro calc. Cimentado LONGO  
72.3710

OVERDENTURE



Pilar o'ring  
72.3704

\*Cápsula vendida separada:  
Cód. Cápsula:  
2.4001

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **MINI PILAR CÔNICO**

CMI WAYFIT  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



IMPLANTE PERIO  
3.5  
3.8  
4.3  
5.0



Mini-Pilar Cônico

Altura	Cód.
0.30	76.4100
0.75	76.4000
1.50	76.4001
2.50	76.4002
3.50	76.4003
4.50	76.4004
5.50	76.4005
6.50	76.4006



Mini-Pilar Angulado Indexado:

Altura	ângulo	cód.
1,5	17°	76.1741i
2,5	17°	76.1742i
3,5	17°	76.1743i
1,5	30°	76.3041i
2,5	30°	76.3042i



Cilindro de proteção  
6.4080



Transfer mold fechada  
6.4090



Transfer mold aberta  
6.4091



Análogo  
6.4021



Pilar Titânio (UCLA)  
6.4212



Ucla calcinável  
6.4012

PARAFUSADO



Pilar base CrCo  
6.4112



Cilindro apoio  
6.4022



Cilindro fundição  
6.4031

ASSENTAMENTO PASSIVO IMEDIATO



Cilindro titânio  
6.4062



Parafuso de trabalho  
Cód. 6.4055



Parafuso definitivo  
Cód. 6.4050