

HEXÁGONO INTERNO **STANDARD**

RESOLUÇÃO PROTÉTICA 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0



HIS Biofit

3.75
4.0
4.5
5.0



HIS Wayfit

3.8
4.3
5.0



Tapa Implante
51.4001S

1.2
10 Nm



Cicatrizador

1.2
20 Nm

A	B	L	Ø	Cód.
1	1	2	3.0	59.3012S
1	2	3	3.0	59.3013S
1	3	4	3.0	59.3014S
1	1	2	4.0	59.4012S
2	2	4	4.0	59.4024S
2	4	6	4.0	59.4026S
4	2	6	4.0	59.4046S
6	2	8	4.0	59.4048S
1	1	2	4.3	59.5012S
2	2	4	4.3	59.5024S
2	4	6	4.8	59.5026S
4	4	8	4.8	59.4048S
1	1	2	6.0	59.6012S
2	2	4	6.0	59.6024S



Transfer moldeira
aberta
59.4001S



Transfer moldeira
fechada
59.4000S



Parafuso definitivo
53.4000S



Parafuso de trabalho
53.4000S



Análogo
51.4000S

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **SOBRE IMPLANTE**



Munhão Reto

Altura	Perfil	Cód.
1	3.5	55.3512S



Pilar base CrCo

55.4201S
55.4202S

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **CIMENTADO**



Munhão Anatômico

Altura	Perfil	Cód.
0,75	4.0	55.4000S
1	4.0	55.4011S
2	4.0	55.4012S
3	4.0	55.4013S



Munhão Anatômico

Altura	Perfil	Cód.
1	5.0	55.5011S
2	5.0	55.5012S
3	5.0	55.5013S



Munhão angulado anatômico

Altura	Perfil	Ângulo	Cód.
1	4	15	55.1551S
2	4	15	55.1552S
1	4	25	55.2551S
2	4	25	55.2552S

Altura	Perfil	Ângulo	Cód.
1	5	15	55.1561S
2	5	15	55.1562S
1	5	25	55.2561S
2	5	25	55.2562S



Cilindro calcinável

Altura	Perfil	Cód.
4	4	4.3410I
4	4	4.3410M
6	4	4.3310I
6	4	4.3310M



Transfer

Perfil	Altura	Cód.
4	4	4.3490I
4	6	4.3390I



Análogo

Ø	Altura	Cód.
4	4	4.3321S
4	6	4.3321L



Cilindro calcinável

Altura	Perfil	Cód.
4	5	4.4410I
4	5	4.4410M
6	5	4.4010I
6	5	4.4010M



Transfer

Perfil	Altura	Cód.
5	4	4.4490I
5	6	4.4090I



Análogo

Ø	Altura	Cód.
5	4	4.4021S
6	6	4.4021L

OVERDENTURE



Munhão o'ring

Altura	Cód.
0	52.4040S
1	52.4041S
2	52.4042S
3	52.4043S
4	52.4044S
5	52.4045S
6	52.4046S



Cápsula
2.4001



Espaçador
2.4094



Anel de borracha
2.4092 Médio
2.4093 Duro

HEXÁGONO INTERNO **STANDARD**

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **MINI-FLEXCONE**



Pilar mini-FlexCone®

Altura	Cód.
1	58.4001S
2	58.4002S
3	58.4003S
4	58.4004S




Cilindro de Proteção

77.3080



Transfer Mold aberta

77.3093
77.3091



Transfer Mold fechada

77.3092
77.3090



Análogo

77.3021

PARAFUSADO



Pilar titânio (UCLA)

77.3211
77.3212



Ucla calcinável

77.3011
77.3012




Pilar base CrCo

77.3111
77.3112



Parafuso de trabalho

7.3055



Parafuso definitivo

7.3050

CIMENTADO




Cilindro Met. Cimentado curto

72.3009
72.3006



Cilindro Calc. Cimentado curto

72.3008
72.3005



Cilindro Met. Cimentado longo

72.3011
72.3012



Cilindro Calc. Cimentado longo

72.3010
72.3007

OVERDENTURE



Pilar O'ring e Anel Metálico

72.3004
*La cápsula no acompaña el producto. Código de la cápsula: 2.4001.

HIS Biofit
3.75
4.0
4.5
5.0

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **FLEXCONE**



Pilar FlexCone®

Altura	Cód.
1	57.4001S
2	57.4002S
3	57.4003S
4	57.4004S
5	57.4005S
6	57.4006S
8	57.4008S




Pilar FlexCone® Múltiple

Altura	Cód.
1	57.4001MS
2	57.4002MS
3	57.4003MS
4	57.4004MS
6	57.4006MS



Pilar FlexCone® angulado indexado

Altura	Ângulo	Cód.
1.5	17°	57.2041S
2.5	17°	57.2042S
3.5	17°	57.2043S
1.5	30°	57.3041S
2.5	30°	57.3042S




Cilindro de proteção

77.3380



Cilindro de Proteção Pilar Angulado

77.3380A



Transfer Mold fechada

77.3392
77.3390



Transfer Mold aberta

77.3393
77.3391

só usar o corpo do transfer com o parafuso do angulado



Análogo

77.3321



Análogo para pilar angulado

77.3321A

PARAFUSADO




Pilar titânio (UCLA)

Cód.
77.3511
77.3512



Ucla calcinável

77.3311
77.3312




Pilar base CrCo

77.3411
77.3412



Parafuso de trabalho

Cód.
7.7055



Parafuso definitivo

Cód.
7.7050

CIMENTADO



Cilindro met. Cimentado CURTO

72.3709



Cilindro calc. Cimentado CURTO

72.3708



Cilindro met. cimentado LONGO


72.3711



Cilindro calc. Cimentado LONGO

72.3710

OVERDENTURE



Pilar o'ring e Anel metálico

Cód.
72.3704
*La cápsula no acompaña el producto. Código de la cápsula: 2.4001.

HIS Wayfit
3.8
4.3
5.0

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **MINI-PILAR CÔNICO**



Mini-Pilar Cônico

Altura	Ângulo	Cód.
1	17°	56.4101S
2	17°	56.4102S
3	17°	56.4103S
4	30°	56.4104S
5	30°	56.4105S



Mini-Pilar Angulado Indexado

Altura	Ângulo	Cód.
1,0	17°	56.1741S
2,0	17°	56.1742S
3,0	17°	56.1743S
1,0	30°	56.3041S
2,0	30°	56.3042S



Cilindro de proteção

6.4080

RESOLUÇÃO PROTÉTICA **MINI-PILAR CÔNICO**



Transfer Mold aberta

6.4091



Transfer Mold fechada

6.4090



Análogo

6.4021




Pilar titânio (UCLA)

6.4212



Ucla calcinável

6.4012



Pilar base CrCo

6.4112



Cilindro apoio

6.4022



Cilindro fundição

6.4031



Cilindro definitivo

6.4062



Parafuso Protético

6.4055



Parafuso definitivo

6.4050